


Akcesoria do wytrząsarek otwartych oraz wytrząsarek inkubacyjnych i inkubacyjnych z funkcją chłodzenia

Zaciski do kolby ze stali nierdzewnej

Przeznaczone do kolb Erlenmeyera o poj. od 10 ml do 6 l. Wykonane ze stali nierdzewnej typu 302 i 304. Zawierają okucia pozwalające na łatwy montaż do platform. Zaciski na kolby 50 ml i większe są dostarczane ze sprężyną utrzymującą kolbę na miejscu. Zacisk 2,8 l jest przeznaczony do przytrzymywania kolby Fernbacha. Zaciski do butelek posiadają te same elementy co zaciski do kolb.




Typ zacisku	10 ml Zacisk na kolbę Erlenmeyera	25 ml Zacisk na kolbę Erlenmeyera	50 ml Zacisk na kolbę Erlenmeyera	125 ml Zacisk na kolbę Erlenmeyera	250 ml Zacisk na kolbę Erlenmeyera	500 ml Zacisk na kolbę Erlenmeyera	1 l Zacisk na kolbę Erlenmeyera	2 l Zacisk na kolbę Erlenmeyera
Materiał	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Numer produktu	30400084	30400085	30400086	30400087	30400088	30400089	30400090	30400091
Taca lub platforma	Liczba zacisków na kolbę na jedną tacę lub platformę							
29,9 × 22,2 cm Wytrząsarki otwarte 4 kg	35	20	15	12	6	4	nie dot.	nie dot.
27,9 × 19,7 cm Wytrząsarki z inkubacją 4 kg	35	20	12	8	5	nie dot.	nie dot.	nie dot.
27,9 × 33 cm Wytrząsarki analogowe/ cyfrowe 16 kg	60	25	13	10	9	7	4	nie dot.
Cyfrowe wytrząsarki posuwisto-zwrotne	60	25	13	10	9	7	4	nie dot.
33 × 33 cm Wytrząsarki analogowe/ cyfrowe 16 kg	60	30	15	12	12	8	4	3
Cyfrowe wytrząsarki posuwisto-zwrotne	60	30	15	12	12	8	4	3
45,7 × 45,7 cm Wytrząsarki analogowe/ cyfrowe 16 kg	113	64	32	20	20	13	8	5
Cyfrowe wytrząsarki posuwisto-zwrotne	113	64	32	20	20	13	8	5
45,7 × 61 cm Wytrząsarki analogowe/ cyfrowe 16 kg	158	88	44	28	28	20	12	6
Cyfrowe wytrząsarki posuwisto-zwrotne	158	88	44	28	28	20	12	6
Wytrząsarki analogowe/ cyfrowe 23 kg	158	88	44	28	28	20	12	6
45,7 × 76,2 cm Wytrząsarki analogowe/ cyfrowe 23 kg	203	112	56	36	36	26	15	8
61 × 61 cm Wytrząsarki cyfrowe 45 kg	221	121	61	41	41	25	16	9
61 × 91,4 cm Wytrząsarki cyfrowe 63 kg	336	160	94	61	64	40	24	14

*Wszystkie urządzenia wymagają uniwersalnej platformy do zamontowania zacisków na kolby lub stojaków na próbówki, z wyjątkiem cyfrowych wytrząsarek otwartych i wytrząsarek 4 kg z inkubacją

Akcesoria do wytrząsarek otwartych oraz wytrząsarek inkubacyjnych i inkubacyjnych z funkcją chłodzenia

Zaciski na kolbę z PVC

Wykonane z jednego formowanego elementu PVC. Nadają się do sterylizacji w autoklawie. Nie rysuje ani nie brudzi kolb jak inne zaciski. Zawiera okucia pozwalające na łatwy montaż do platform. Pozwala na łatwe i szybkie wkładanie i wyjmowanie kolb. Nadają się idealnie do kolb z poliwęglanu.



2,8 l i 3 l Zacisk na kolbę Fernbacha	4 l Zacisk na kolbę Erlenmeyera	5 l i 6 L Zacisk na kolbę Erlenmeyera	500 ml Zacisk na kolbę laboratoryjną	1 l Zacisk na kolbę laboratoryjną	125 ml Zacisk na kolbę Erlenmeyera	250 ml Zacisk na kolbę Erlenmeyera	500 ml Zacisk na kolbę Erlenmeyera	1 l Zacisk na kolbę Erlenmeyera	2 l Zacisk na kolbę Erlenmeyera
Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
2,8L-30400092 3L-30400093	30400094	5 L-30400095 6 L-30400096	30400097	30400098	30400099	30400100	30400101	30400102	30400103
Liczba zacisków na kolbę na jedną tacę lub platformę									
nie dot.	nie dot.	nie dot.	3	nie dot.	12	6	4	nie dot.	nie dot.
nie dot.	nie dot.	nie dot.	nie dot.	nie dot.	8	4	nie dot.	nie dot.	nie dot.
nie dot. nie dot.	nie dot. nie dot.	nie dot. nie dot.	5 5	2 2	10 10	8 8	5 5	2 2	nie dot. nie dot.
1 1	1 1	1 1	6 6	5 5	12 12	10 10	6 6	4 4	3 3
2 2	4 4	2 2	16 16	10 10	20 20	18 18	12 12	8 8	4 4
3 3 3	4 4 4	3 3 3	20 20 20	13 13 13	28 28 28	25 25 25	16 16 16	10 10 10	6 6 6
3	6	4	28	18	36	33	20	14	8
5	5	5	25	18	41	35	24	13	9
7	9	7	40	30	61	55	38	22	13