



Pioneer PX vs. PR Series



Zestawienie cech

	OHAUS Pioneer PX		OHAUS PR Series
Wyświetlacz	Dwuwerszowy wyświetlacz LCD z podświetleniem		Jasny podświetlany wyświetlacz LCD
Interfejs użytkownika	Rozszerzone klasyczne menu „drzewkowe” z dodatkowymi podpowiedziami		Rozszerzone klasyczne menu „drzewkowe”
Szafka przeciwpodmuchowa	Przesuwne drzwiczki górne i zdejmowane drzwiczki boczne Wysokość 235 mm wewnątrz szafki przeciwpodmuchowej Listwa do usuwania ładunków elektrostatycznych		Przesuwne drzwiczki górne i zdejmowane drzwiczki boczne Wysokość 205 mm wewnątrz szafki przeciwpodmuchowej
Wielkość szalki	0,01mg	Ø80 mm	
	0,1mg	Ø90 mm	Ø90 mm
	0,001g	Ø120 mm	Ø120 mm
	0,01g	Ø180 mm	Ø180 mm
	0,1g	Ø180 mm	Ø180 mm
Poziomowanie	Ręczne, poziomica umieszczona z przodu, 4 regulowane stopki		Ręczne, poziomica umieszczona z przodu, 2 regulowane stopki z przodu
Kalibracja wewnętrzna	Automatyczna (w wybranych modelach)		Automatyczna (w wybranych modelach)
Mechanizm ważenia z przetwornikiem wagowym	Ulepszony moduł ważący typu MFR nowej generacji , belka tensometryczna (w wybranych modelach precyzyjnych)		Ulepszony moduł ważący typu MFR nowej generacji , belka tensometryczna (w wybranych modelach precyzyjnych)
Wymiary zewnętrzne* szer. x głęb. x wys.	209 × 321 × 309 mm		209 × 321 × 303 mm
Wbudowane programy	5		3
Ważenie podszałkowe	Tak		Tak
Komunikacja	RS232, USB		RS232
Przesyłanie danych do komputera	Przez RS232 lub USB , do drukarki lub komputera (bezpłatne oprogramowanie SPDC)		Przez RS232, do drukarki lub komputera (bezpłatne oprogramowanie SPDC)
Zegar czasu rzeczywistego	Tak		Tak

*zewnętrzne wymiary z szafką przeciwpodmuchową

	OHAUS Pioneer PX	OHAUS PR Series
Wydruk zgodny z zasadami GLP/GMP	Tak	Tak
Identyfikator wagi	Identyfikator wagi, nazwa wagi	Identyfikator wagi, nazwa wagi
Możliwość legalizacji	Tak, wszystkie modele InCal	Tak, wszystkie modele InCal
Inne	Dostępne modele pół-mikro, listwa do usuwania ładunków elektrostatycznych w modelach do 1 mg odczytu, wielojęzyczne menu, wysoka szafka przeciwpodmuchowa	-

Porównanie parametrów

		OHAUS Pioneer PX	OHAUS PR Series
Zakres x Odczyt		Od 52g x 0,01mg do 4200g x 0,1g	Od 120g x 0,1mg do 6200g x 0,1g
Liniowość	0,01mg	± 0,0001g	
	0,1mg	± 0,0002g	± 0,0002g
	0,001g	± 0,002g	± 0,002g
	0,01g	± 0,02g	± 0,02g
	0,1g	± 0,2g	± 0,2g
Powtarzalność	0,01mg	0,00002g	
	0,1mg	0,0001g	0,0001g
	0,001g	0,001g	0,001g
	0,01g	0,01g	0,01g
	0,1g	0,1g	0,1g
Naważka minimalna (typowa) zgodnie z USP	0,01mg	20mg	
	0,1mg	200mg	200mg
	0,001g	2g	2g
	0,01g	20g	20g
	0,1g	200g	200g
Typowy czas stabilizacji	0,01mg	10s	
	0,1mg	3s	3s
	0,001g	2s	2s
	0,01g	1s	1s
	0,1g	1s	1s